

DOWNLOAD DES UPDATES ÜBER DIE WEBSEITE

VARIANTE 1: IHR PRAXISRECHNER IST MIT DEM INTERNET VERBUNDEN

Der Download erfolgt direkt über die Website von HASOMED. Achten Sie darauf, dass Ihr Elefant-System mit dem Internet verbunden ist.

- Öffnen Sie Ihren Internetbrowser (Firefox, Chrome o.ä.).
- Rufen Sie folgenden Link auf: <https://hasomed.de/produkte/elefant/#system>
- Klicken Sie im Abschnitt „Download der Quartalsversion“ auf den türkis hinterlegten Downloadbutton der Standard- oder Komplettversion. (Der Unterschied zwischen Standard- und Komplettversion ist im Text erklärt.)
- Starten Sie nach dem Ende des Downloads die Datei und installieren das Elefant-Update wie gewohnt.

VARIANTE 2: IHR PRAXISRECHNER IST NICHT MIT DEM INTERNET VERBUNDEN

Der Download erfolgt ebenfalls über die Website von HASOMED, auch wenn Ihr Elefant-System nicht mit Internet verbunden ist. Halten Sie bitte für den Update-Download vorzugsweise einen USB-Stick (Wechselfestplatte) bereit.

- Schließen Sie den USB-Stick (mind. 2 GB) an einem PC an, der mit dem Internet verbunden ist.
- Öffnen Sie Ihren Internetbrowser (Firefox, Chrome o.ä.).
- Rufen Sie folgenden Link auf: <https://hasomed.de/produkte/elefant/#system>
- Klicken Sie im Abschnitt „Download der Quartalsversion“ auf den türkis hinterlegten Downloadbutton der Standard- oder Komplettversion.
- Nachdem der Download beendet ist, kopieren Sie die Datei auf den vorher angeschlossenen USB-Stick (Wechselfestplatte).
- Ist der Kopiervorgang abgeschlossen, entfernen Sie den USB-Stick.
- Schließen Sie den USB-Stick an Ihr Elefant-System an.
- Achten Sie darauf, dass die Elefant Praxissoftware geschlossen ist.
- Starten Sie die heruntergeladene Datei von dem USB-Stick (Wechselfestplatte).
- Die Installation unterscheidet sich in den weiteren Schritten nicht von der früheren Installation über die Update-DVD.

Beachten Sie, dass die Downloadgeschwindigkeit von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung abhängt und wir hierauf keinen Einfluss haben. In Einzelfällen kann der Download u.U. mehrere Stunden in Anspruch nehmen.