

TI - Elefant - eArztbrief

Unter „Software einstellen/TI-Anwendungen“ kann die automatische Erfassung der GOP 86900 und 86901 für den Versand bzw. den Empfang von eArztbriefen eingestellt werden. In der Grundeinstellung „unbelegt“ erfolgt keine automatische Erfassung.

The screenshot shows the 'Software einstellen' dialog box with the 'TI-Fachanwendungen' tab selected. The 'BSNR: 616123400' section contains dropdown menus for 'ePA: Stufe 1', 'eRezept: Nein', 'NFDM: Ja', and 'eMP: Nein'. The 'EasyTI' section has input fields for 'Url' (www.hasomed.de), 'Benutzername', and 'Passwort'. The 'KIM' section, highlighted with a red box, includes an 'Adresse' field with a 'Konfiguration' button and two checked checkboxes: 'GOP 86900 - Versenden eines elektronischen Briefes je Empfänger-Praxis' and 'GOP 86901 - Empfangen eines elektronischen Briefes'. The 'eAU-Konfiguration' section has two checked checkboxes: 'Zustellbestätigung für eAU anfordern' and 'Zustellbestätigung für eAU-Storno anfordern'. At the bottom are buttons for 'OK', 'Abbrechen', 'Hilfe', and 'Reset Sperrung Patient/ Abrechnung'.



Beim Empfang und Versand wird gefragt, ob die entsprechende GOP erfasst werden soll. Ist die GOP noch nicht in der Datenbank importiert, erfolgt auch der Import über das bekannte Fenster direkt und automatisiert während dieser Erfassung der GOP.

The dialog box features a large green question mark icon on the left. The text reads: 'Der Experte fragt: Soll die Kostenpauschale 86900 für das Quartal automatisch erfasst werden?'. At the bottom left, there are two buttons: 'Ja' (with a green checkmark) and 'Nein' (with a red X).


Außerdem muss zum Versenden immer der eHBA gesteckt und aktiviert sein (blaues Symbol in der Statusleiste). Gemäß KBV-Vorgabe weist Elefant auch darauf hin:

The dialog box features a large green information 'i' icon on the left. The text reads: 'Der Experte informiert: Für die Signatur eines eArztbriefes muss ein elektronischer Heilberufsausweis genutzt werden.' At the bottom left is an 'OK' button (with a green checkmark). At the bottom right is a checkbox labeled 'diese Meldung nicht mehr zeigen'.

Das Erstellen eines eArztbriefes erfolgt wie gewohnt über „Funktionen“ in der Patientenakte. Achtung: eArztbriefe dürfen laut KBV ab 01.01.23 nur noch mit KIM versendet werden.



Eine Übersicht über die empfangenen und versendeten eArztbriefe ist unter dem Menü „Verwaltung“ zu finden. Außerdem gibt es auf dem Startbildschirm ein neues Symbol, welches anzeigt, dass und wie viele neue Einträge es gibt: 



Das Intervall für das Abrufen von eArztbriefen kann in der KIM-Konfiguration eingestellt werden.