

Telematikinfrastruktur

Mindestanforderungen

1 Internetanschluss

mit mindestens 1 Mbit im Download und 128 kbit im Upload (<http://speedtest.t-online.de>)

1

2

2 Internet-Einwahldaten

liegen Ihnen vom Provider (Telekom, Vodafone, O2,...) vor

3

3 Router oder Switch

mit so vielen freien LAN-Ports wie Konnektoren, Lesegeräte (und PCs) angeschlossen werden sollen

4

4 aktueller Router

nicht älter als fünf Jahre; mit vorliegendem Login über Ihren Webbrowser

5

5 Netzwerkkabel

vom Router zum Elefant-PC(s)
alternativ: stabiles WLAN

6

6 Netzwerkkabel

vom Router zu jedem Lesegerät-Aufstellort

7

7 Netzwerkkabel

vom Router zum Konnektor-Aufstellort

8

8 PVS-PC

mindestens Windows 7
und Login mit Administrationsrechten

9

9 Praxisausweis

liegt zur TI-Installation vor und ist aktiviert
(<https://www.smc-b.de/elefant>) 4 Wochen Lieferzeit



Persönlicher Praxischeck für die Installation der Telematikinfrastruktur (TI)

Der Praxischeck dient dazu, für mich die Voraussetzungen für die TI in meiner Praxis zu prüfen. Ich bewahre diesen Check sicher auf. Er wird für die zukünftige Installation der TI-Komponenten – einen Konnektor (Größe ca, 25 cm x 18 cm x 7 cm) und einem oder mehreren Lesegeräten für Versichertenkarten – benötigt.

Wenn ich die Punkte unten fachlich nicht verstehe oder nicht positiv beantworten kann, bespreche ich dies kurzfristig mit meinem technischen IT-Betreuer, der die offenen Fragen für mich löst, oder ich beauftrage einen Praxis-Check vor Ort bei HASOMED/Elefant über www.hasomed-shop.de.

